



Contra Coronavirus - FFP2 - MASCARILLA FFP2 ADULTO (1 UNIDAD)

POR CAJA COMPLETA DE 10 UNIDADES -25%

Mascarilla de protección respiratoria cubierta con material de filtro de alta eficiencia.

Tasa de Filtración: superior o igual al 95%

COMPOSICIÓN

TEJIDO NO TEJIDO: 52.90%

POLIPROPILENO: 29.40%

ALGODÓN DE AIRE CALIENTE: 17.7%

La mascarilla está compuesta por el cuerpo de la máscara, las cintas de sujeción y la banda metálica nasal.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Esta mascarilla se utiliza para protección diaria, sin riesgo de fluidos corporales y pulverización.

INSTRUCCIONES DE USO

No cambie, corte o modifique el producto.

Verifique la integridad del paquete antes de usarlo, y no use el producto con el paquete dañado.

Si está dañado, maloliente o húmedo, cámbielo por uno nuevo de inmediato.

Cuando vaya a usarse, desempaque el producto y colóquelo inmediatamente para un uso correcto y directo.

Deseche la mascarilla en contenedores apropiados después de cada uso.

Válido sólo para un uso.

Instrucciones de colocación:

- 1- Abra la mascarilla permitiendo que las cintas cuelguen libremente.
- 2- Coloque la mascarilla cerca de la cara y estire la máscara hasta que cubra completamente la nariz, la boca y la barbilla.
- 3- Sujete las cintas de la mascarilla alrededor de las orejas.
- 4- Ajuste la banda metálica nasal y presiónela para que quede ajustada.

PERIODO RECOMENDADO DE USO: 8 horas (no reutilizable).

ADVERTENCIAS: Éste no es un producto sanitario.





1 Coloque la mascarilla en la cara y ajuste la correa superior y la inferior.



2 Ajuste la mascarilla hasta que se ajuste a la cara sin dejar de respirar cómodamente. No debe haber fugas de aire.



3 Realice una prueba de ajuste. Coloque la mascarilla sobre la cara y respire profundamente. Si la mascarilla no se ajusta correctamente, no debe usarse.



4 Retire la mascarilla con cuidado para no tocar la cara. Mantenga la mascarilla en un lugar seguro y limpio. No la reutilice.

INSTRUCCIONES MASCARILLA PARA PARTÍCULAS WB9501 PROTECCIÓN FFP2

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

- 1 Coloque la mascarilla en la cara de la misma manera que se muestra en la imagen. Coloque la correa superior y la inferior.
- 2 Coloque la parte inferior de la mascarilla por debajo de la barbilla con la correa superior sobre la nariz.
- 3 Coloque la banda de ajuste inferior por debajo de los hombros y la banda superior en la coronilla.
- 4 Utilizando los dos dedos, molde el clip nasal a lo largo de la nariz en la parte superior. NO lo ajuste con una sola mano ya que esto puede reducir la eficacia de la mascarilla.
- 5 El ajuste final debe ser perfecto antes de entrar en la zona de trabajo.

ADVERTENCIA

- 1 Debido a cualquier otro tipo de protección respiratoria, el usuario debe ser informado en el uso correcto de este producto.
- 2 Este producto no protege al usuario frente a gases, vapores, aerosoles de pintura en spray o en aerosoles nebulizados en ningún caso.
- 3 Utilícelo exclusivamente en la zona adecuada y no lo utilice en la zona de trabajo.
- 4 No debe utilizarse cuando los contenidos de los recipientes sean altamente peligrosos para la salud o la vida.
- 5 Almacénelo en el bote original inmediatamente si la respiración se hace difícil, si tiene náuseas, vómitos u otros síntomas.
- 6 Retire la mascarilla si ésta ha sufrido algún daño, cuando la resistencia a la respiración se haga excesiva o al finalizar el turno.
- 7 Nunca altere, modifique o repare este producto.
- 8 Si no se siguen las instrucciones y advertencias de uso de la mascarilla durante todo el tiempo de operación, la efectividad de la misma se verá reducida y esto puede provocar enfermedades o discapacidad permanente.

Manufacturer: Xingke Mask Manufacturing Co., Ltd.
Address: 1001, Xingke Road, Xingke, China
Phone: +86 10 123456789

Model: WB9501 FFP2
CE mark: CE
EN 149:2001
EN 149:2001
EN 149:2001



Fecha de fabricación: 12/11/2020
Lote: 123456789
Fecha de caducidad: 12/11/2025
Batches: 123456789

ADVERTENCIA
El producto no protege al usuario frente a gases, vapores, aerosoles de pintura en spray o en aerosoles nebulizados en ningún caso.
Utilícelo exclusivamente en la zona adecuada y no lo utilice en la zona de trabajo.
No debe utilizarse cuando los contenidos de los recipientes sean altamente peligrosos para la salud o la vida.
Almacénelo en el bote original inmediatamente si la respiración se hace difícil, si tiene náuseas, vómitos u otros síntomas.
Retire la mascarilla si ésta ha sufrido algún daño, cuando la resistencia a la respiración se haga excesiva o al finalizar el turno.
Nunca altere, modifique o repare este producto.
Si no se siguen las instrucciones y advertencias de uso de la mascarilla durante todo el tiempo de operación, la efectividad de la misma se verá reducida y esto puede provocar enfermedades o discapacidad permanente.

